



clarius

Ultrasound Anywhere



Kablosuz Özgürlük

Hastanıza odaklanın, kablolar size engel olmasın. Clarius Probları, akıllı cihazınızdaki uygulamaya bağlanmak için Wi-Fi direct kullanır. İnternet erişimi gerekli değildir.

Güvenli Depolama

Probenüz ile birlikte verilen HIPPA uyumlu Clarius Cloud ile hasta görüntülerini rahat ve güvenli bir şekilde yönetebilirsiniz. Görüntüleri doğrudan akıllı cihazınızda da saklayabilirsiniz.

Dayanıklı ve Su Geçirmez

Harekeli parçalar ve kablolar olmaksızın, düşmeye dayanıklı magnezyum yüzey ile birlikte Clarius'u zorlu klinik ortamlarda kullanma konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Sterilize edilebilir ve 1 metre suya daldırılabilir.



Yaptığınız Muayeneleri Ücretsiz Çevrimiçi Yönetin

Ultrason muayenenizi tamamladıktan sonra tarama işleminizi Clarius Cloud'a gönderin. Clarius Cloud'da depolanan ultrason muayenenize internet bağlantınızın olduğu her yerden erişebilirsiniz. Not alabilir, başka doktorların yorumunu almak için işleminizi paylaşabilirsiniz, PDF raporlarını dışa aktarabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Ultrason Görüntüsüne Gerçek Zamanlı Uzaktan Erişim Rahatlığı

Clarius Live ile, alıcının kullandığı herhangi bir cihaza, bir bağlantı linki gönderebilir ve sizin taramanızı eş zamanlı görüntülemesini sağlayabilirsiniz.



clarius

Ultrasound Anywhere

Her şey dahil Fiyatlandırma

- ✓ Abonelik gerekmez
- ✓ Sınırsız kullanıcı
- ✓ Sınırsız bulut depolama alanı



Üstün Görüntü Kalitesi

- Yüksek kaliteli görüntüler
- Görüntüleme ayarları, tarama uygulamasına göre optimize edilir
- Özel problardan en iyi sonuçlar

Güvenilir Taşınabilirlik

- Kablosuz özgürlük: üzerinden geçecek veya kırılacak kablo yok ve işlem sırasında daha az enfeksiyon riski var
- Tescilli çok kanallı Wi-Fi mimarimizle istikrarlı bağlantı

Kullanımı Kolay

- Point-and-Shoot Ultrasound™ teknolojisi, düğmeleri ayarlama ihtiyacını ortadan kaldırır. Yapay zeka, parametreleri gerçek zamanlı olarak ayarlar.
- Standart bir ultrason sistemi gibi hissedilen kompakt ve su geçirmez cihaz.



Görüntüleme Modları

Model	Frequency
C3 HD	2-6 MHz
L7 HD	4-13 MHz
L15 HD	5-15 MHz
C7 HD	3-10 MHz
PA HD	1-4 MHz
EC7 HD	3-10 MHz

B-Mod	Var
M-Mod	Var
Power Doppler	Var
Renkli Doppler	Var
Elastografi	Opsiyon
Needle Enhance	Opsiyon
Pulsed-Wave Doppler	Opsiyon